

## **DISPOSITIVI DI MACINAZIONE A LAME C/CONT IN VETRO BORO ML 500 MBA 500 KINEMATICA**



MBA 500 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro ml 500. Dopo la lavorazione senza travasamento possono essere utilizzati per altri scopi in laboratorio. Sono semplicemente avvitati al gruppo lame tramite filetto in vetro su anello distanziatore. Tutte le parti sono adatte al lavaggio in lavavetriere e sono fatte di materiale inossidabile. .

**Codice Articolo:** 23.9124.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

MBA 500 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro ml 500