

Mini-Agitatore basculante MR-1 c/piattaforma Bio PP-4S (BS-010152-AAG) BIOSAN



Codice Articolo: 22.8373.99

Breve descrizione del prodotto:

Mini-Agitatore basculante MR-1 con piattaforma rimovibile Bio PP-4S BIOSAN

Informazioni aggiuntive:

- Tipo di movimento: Rocking
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/3,8
- Carico massimo (kg): 1
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 220x205x120
- Dimensioni piattaforma (mm): 215x215
- Inclinazione piano (°): 7
- Peso (kg): 2
- Timer (min): 1÷1440/ continuo
- Velocità (rpm): 700x600x2000

Descrizione

L'agitatore Mini Rocker-Shaker **MR-1** fornisce un funzionamento affidabile continuo e uniforme del movimento

della piattaforma alle velocità più basse. La modalità non-stop fino a 7 giorni e gli oltre 2 anni di funzionamento senza problemi sono garantiti dal meccanismo di azionamento diretto e dal motore brushless.

L'**MR-1** fornisce un leggero movimento rotatorio controllato della piattaforma e la miscelazione di componenti liquidi.

Si tratta di un dispositivo silenzioso compatto progettato per uso personale.

Ideale per minigel decolorazione dopo elettroforesi, conducendo le reazioni di tipo Northern, Southern e Western blots.


Tappetino silicone antiscivolo resistente al calore situato sulla piattaforma della shaker prevede posizione stabile per i recipienti durante l'agitazione.

L'**MR-1** può essere usato in cold rooms o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa + 4 ° C a + 40 ° C. L'alimentazione esterna a bassa tensione (12 V) fornisce la sicurezza elettrica in ambiente umido.


Il tappeto ondulato opzionale **PDM** impedisce alle provette delle diverse dimensioni di rotolare all'interno la piattaforma

per il seguente modello sono disponibili i seguenti accessori, clicca [qui](#)

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.8718.99	Tappetino rugoso PDM BIOSAN

Download

Bhrochure

Manuale d'uso



Certificati

