

Agitatore basculante MR-12 c/piattaforma PP-480 (BS-010130-AAI) BIOSAN



Codice Articolo: 22.8470.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore basculante MR-12 con piattaforma standard PP-480 BIOSAN

Informazioni aggiuntive:

- Tipo di movimento: Rocking
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/13
- Carico massimo (kg): 5
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 400x480x250
- Dimensioni piattaforma (mm): 480x380
- Inclinazione piano (°): 0÷10 da 1 a 50 oscill. 10° fissi da 51 a 99
- Peso (kg): 11,6
- Timer (min): 1 min÷99 h
- Velocità (rpm): -

Descrizione



L' **MR-12** Rocker-Shaker fornisce sia una miscelazione leggera che intensa di soluzioni o terreni di coltura in recipienti o sacchetti di plastica posti sulla piattaforma. Angolo di velocità e l'inclinazione regolabile della piattaforma consente di impostare i parametri per il trasferimento e la miscelazione ottimale della soluzione.

Il dispositivo è ideale per il gel decolorante dopo elettroforesi e l'omogeneizzazione dei supporti per la bioestrazione. E' ottimale per l'ibridazione delle biomolecole su strisce e per le procedure di

colorazione/decolorazione. Una volta installato all'interno di un bioincubatore è ideale per la coltivazione di cellule e colture cellulari in reattori-sacchetti di plastica monouso (volumi di lavoro fino a 10 litri, volumi di supporti fino a 5 litri).

Il Rocker-Shaker può essere usato in cold rooms o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa + 4° C a + 40°C. L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) fornisce la sicurezza elettrica in ambiente umido.

Download

Scheda Tecnica

Manuale d'uso

Certificati
