

Bagnomaria SW 22 c/agitazione (9550322) JULABO



Codice Articolo: 22.1560.77

Breve descrizione del prodotto:

Bagnomaria SW 22 con agitazione JULABO

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2000
- Ampiezza movimento (mm): 15
- Capacità vasca (l) g: 8÷20
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 560x320x350
- Dimensioni vasca (LxPxH mm): 500x180x300
- Peso (kg): 14
- Temperatura (° C): 20÷99,9
- Velocità (rpm): 20÷200
- Tipologia di pompa: -

Descrizione

Il **Bagnomaria con agitazione SW22 (codice 9550322)** di **JULABO** è uno strumento da laboratorio avanzato progettato per applicazioni che richiedono un controllo preciso della temperatura e un'agitazione uniforme dei campioni.

Caratteristiche principali

- **Gamma di temperatura:** da **+20 °C** a **+99,9 °C**
- **Stabilità della temperatura:** **±0,2 °C**
- **Capacità riscaldante:** **2 kW**
- **Volume della vasca:** da **8 a 20 litri**
- **Dimensioni della vasca:** **50 × 30 × 18 cm**
- **Dimensioni totali:** **70 × 35 × 26 cm**
- **Peso:** **19,7 kg**

Funzioni di agitazione

- **Frequenza di agitazione:** regolabile da **20 a 200 rpm**


- **Piattaforma di agitazione:** completamente estraibile per facilitare la pulizia
- **Stroke dell'agitazione:** 15 mm
- **Visualizzazione della frequenza di agitazione:** sul display LED

Controllo e sicurezza




- **Controllo della temperatura:** microprocessore con tecnologia PID
- **Display:** LED MULTI-DISPLAY per visualizzare fino a 6 valori di temperatura
- **Timer elettronico:** da **0:01 a 9:59 ore**
- **Interfaccia digitale:** RS232 per comunicazione con PC
- **Protezione contro il funzionamento a secco:** con segnali ottici e acustici
- **Allarmi:** per temperature troppo alte o basse
- **Valvola di scarico:** per svuotare facilmente la vasca
- **Protezione antispruzzo:** tastiera e interruttore di accensione









Applicazioni tipiche

Il SW22 è ideale per incubazioni di campioni in ambito chimico, biologico e farmaceutico, dove è necessario un controllo preciso della temperatura e un'agitazione uniforme.


| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 22.1565.77 | Bagnomaria SW 23 c/agitazione (9550323) JULABO |

Accessori

| | Codice | ACCESSORI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 23.0504.77 | SUPPORTO BASE X MOLLE FISSAGGIO X MATRACCI ERLNMEYER JULABO |
|  | 23.0505.77 | MOLLA FISSAGGIO MATRACCI 25 ML x ACC. 23.0504.77 JULABO |
|  | 23.0506.77 | MOLLA FISSAGGIO MATRACCI 50 ML x ACC. 23.0504.77 JULABO |

| | Codice | ACCESSORI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 23.0508.77 | MOLLA FISSAGGIO MATRACCI 200 ML x ACC. 23.0504.77 JULABO |
|  | 23.0509.77 | MOLLA FISSAGGIO MATRACCI 250/300 ML x ACC. 23.0504.77 JULABO |
|  | 23.0511.77 | MOLLA FISSAGGIO MATRACCI 1000 ML x ACC. 23.0504.77 JULABO |
|  | 23.0517.77 | SET DI RAFFREDDAMENTO E/O LIV. LIQUIDO COSTANTE JULABO |
|  | 23.0503.77 | COPERCHIO IN MAKROLON PER BAGNOMARIA JULABO |
|  | 23.0512.77 | SUPPORTO BASE X PORTAPROVETTE JULABO |
|  | 23.0507.77 | MOLLA FISSAGGIO MATRACCI 100 ML (x supporto base 8.970.620) JULABO |
|  | 23.0510.77 | MOLLA FISSAGGIO MATRACCI 500 ML JULABO |

Download

| |
|---|
| Brochure |
|  |
| Manuale d'uso |

