


## Titolatore AUTOMATICO x SO<sub>2</sub> FLASH1 singola postazione STEROGLOSS



Titolatore automatico per enologia, ideale per l'analisi dell'anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) libera, totale e combinata nel vino. Progettato per offrire precisione, affidabilità e semplicità d'uso, è adatto a cantine, laboratori e aziende vinicole.

Lo strumento viene fornito completo di:

- 1 buretta automatica
- 2 pompe
- stativo per analisi singola
- elettrodo doppio PT specifico per SO<sub>2</sub>
- 1 bicchiere in vetro
- tubi
- cavi e accessori necessari al corretto funzionamento

Reagenti richiesti per eseguire le analisi:

- Acido solforico 1:5 V/V (circa 25%)
- Sodio idrato 4N (4M)
- Iodio N/50 (0,01M = 0,02N) oppure Tiosol 0,02N

Il titolatore rappresenta una soluzione professionale per il monitoraggio del contenuto di SO<sub>2</sub> durante le fasi di produzione e affinamento del vino.

**Scheda  
tecnica**



**Codice Articolo:** SQTR073720

### **Breve descrizione del prodotto:**

Titolatore AUTOMATICO x SO<sub>2</sub> FLASH1 singola postazione STEROGLOSS

### **Informazioni aggiuntive:**

- Caratteristiche burette: Motore passo passo da 12.000 steps ad altissima risoluzione
- Dimensioni (LxPxH mm):
- Numero di pompe peristaltiche: 2
- Numero di siringhe: 1
- Volume delle siringhe: 10 ML in vetro trasparente
- Peso (kg):
- Calibrazione: automatica

### **Descrizione**

Titolatore automatico per enologia, ideale per l'analisi dell'anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) libera, totale e combinata nel vino. Progettato per offrire precisione, affidabilità e semplicità d'uso, è adatto a cantine, laboratori e aziende vinicole.

Lo strumento viene fornito completo di:







- 1 buretta automatica
- 2 pompe
- stativo per analisi singola
- elettrodo doppio PT specifico per SO<sub>2</sub>
- 1 bicchiere in vetro
- tubi
- cavi e accessori necessari al corretto funzionamento

Reagenti richiesti per eseguire le analisi:

- Acido solforico 1:5 V/V (circa 25%)

- Sodio idrato 4N (4M)
- Iodio N/50 (0,01M = 0,02N) oppure Tiosol 0,02N

Il titolatore rappresenta una soluzione professionale per il monitoraggio del contenuto di SO<sub>2</sub> durante le fasi di produzione e affinamento del vino.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">SQTR073721</a>	Titolatore AUTOMATICO FLASH pH/Ac/SO <sub>2</sub> c/2 burette singola postazione STEROGLOSS
	<a href="#">SQTR073725</a>	Titolatore AUTOMATICO x SO <sub>2</sub> FLASH c/1 buretta C/AS24 STEROGLOSS
	<a href="#">SQTR073726</a>	Titolatore AUTOMATICO FLASH pH/Ac/SO <sub>2</sub> c/AS24 STEROGLOSS
	<a href="#">SQTR078621</a>	Titolatore AUTOMATICO FLASH pH/Ac/SO <sub>2</sub> c/1 buretta singola postazione STEROGLOSS
	<a href="#">SQTR091699</a>	Titolatore AUTOMATICO x SO <sub>2</sub> FLASH 2 c/1 buretta e 2 pompe STEROGLOSS
	<a href="#">TITOLATORE</a>	Titolatori STEROGLOSS - Scopri i Modelli Disponibili per il Settore Enologia

## Download

### Scheda tecnica

