

Reattivo predosato ULTRASNAP 100pz x test su superfici (US2020)



Reattivo predosato ULTRASNAP per test su superfici, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure Plus. I reattivi predosati evitano all'operatore di dover utilizzare pipette o flaconcini e permettono un'ottima ripetibilità delle misure.

Possono essere conservati fino a 12 mesi in frigorifero o 1 mese a temperatura ambiente.

Codice Articolo: 23.8630.99

Breve descrizione del prodotto:

Reattivo predosato ULTRASNAP 100 pz per test su superfici

Informazioni aggiuntive:

- Confezione (pezzi): 100